



Ergo Para (pat.1998) är en ergonomisk drivring utformad efter handen och dess funktion. Idén är att skapa en drivring så att brukaren kan köra rullstolen i flera år utan att få värv.

Genom den mjuka gummitytan skapas ett mycket effektivt grepp så att mer av armens kraft kan användas till framdrivning och mindre går åt att greppa runt drivringen.

Konstruktionen ger också ett automatiskt fingerskydd.  
Naturgummiprofilen är lätt utbytbar när det är utslitet.



EURO

EURO är en infästning för hjul med ett borrat hål direkt i fälgbanan. Även denna infästning har plastdistanser i olika längder för att kunna variera bredden.



SWED

Clips är en infästning som fästes direkt i det centrerade öronblecket i fälgen.



QUICK

Clips är en infästning som fästes direkt i det centrerade öronblecket i fälgens centrum.

Maxgrepp Ergo CP (pat. 2002 ), är en vidareutveckling av Ergo Para. Den mest handvänliga drivringen som ger kraftöverföring med minimal ansträngning. Det är möjligt att använda handen i två olika positioner, horisontellt för bra förhållande och vertikalt för backar eller ramp med möjlighet på stigningar upp till 20% och ändå skonsamt för handen.

Naturgummiprofilen är lätt utbytbar när den blir utsliten. Naturgummit i cellstruktur svärtar inte och är fritt från allergi eller exem enl. laboratorie test.

Vi har flera fall som fått tillbaka sin handfunktion genom att använda Ergo CP.


Återförsäljare:

**Maxgrepp Handrims AB**  
Landsvägsgatan 48 , SE-453 37 Lysekil, Sweden  
Phone +46 523 66 06 28 | +46 70 67 00 684  
[maxgrepp@handrims.com](mailto:maxgrepp@handrims.com)

Alltryck i Lysekil AB 1809

# Maxgrepp Ergo Para & Ergo Para CP





## EURO Fäste

### Maxgrepp Ergo Para

6 Fäste

26"	Küschall, Levo, Otto Bock, Panthera, Proaktiv, Progeo, Sorg, Sopur & Woltturnus.....	réf nr: 26EPE6567
25"	Domito & Spinergy.....	réf nr: 25EPE6532
24"	Küschall, Levo, Otto Bock, Panthera, Proaktiv, Progeo, Sorg, Sopur & Woltturnus.....	réf nr: 24EPE6524
22"	Domito, Spinergy, Tilite & Top End.....	réf nr: 24EPE6512
22"	Küschall, Levo, Otto Bock, Panthera, Proaktiv, Progeo, Sorg, Sopur & Woltturnus.....	réf nr: 22EPE6473
20"	Domito & Spinergy .....	réf nr: 22EPE6462
20"	Küschall, Levo, Otto Bock, Panthera, Proaktiv, Progeo, Sorg, Sopur & Woltturnus.....	réf nr: 20EPE6432
4 Fäste		
24"	Sorg, Superior & Meyra .....	réf nr: 24EPE4524
22"	Sorg & Meyra.....	réf nr: 22EPE4473
20"	Sorg & Meyra.....	réf nr: 20EPE4432

### Maxgrepp Ergo Para CP

6 Fäste

26"	Küschall, Levo, Otto Bock, Panthera, Proaktiv, Progeo, Sorg, Sopur & Woltturnus.....	réf nr: 26ECP6567
25"	Domito & Spinergy .....	réf nr: 25ECP6532
24"	Küschall, Levo, Otto Bock, Panthera, Proaktiv, Progeo, Sorg, Sopur & Woltturnus.....	réf nr: 24ECP6524
22"	Domito, Spinergy, Tilite & Top End .....	réf nr: 24ECP6512
22"	Küschall, Levo, Otto Bock, Panthera, Proaktiv, Progeo, Sorg, Sopur & Woltturnus.....	réf nr: 22ECP6473
20"	Küschall, Levo, Otto Bock, Panthera, Proaktiv, Progeo, Sorg, Sopur & Woltturnus.....	réf nr: 20ECP6462
4 Fäste		
24"	Sorg, Superior & Meyra .....	réf nr: 24ECP64524
22"	Sorg & Meyra.....	réf nr: 22ECP6473
20"	Sorg & Meyra.....	réf nr: 20ECP6432



## SWED Fäste

### Maxgrepp Ergo Para

4 Fäste

26"	Etac, Invacare Rea & Panthera.....	réf nr: 26EPS4565
24"	Etac, Glide, Invacare Rea & Panthera.....	réf nr: 24EPS4507
22"	Etac, Invacare Rea & Panthera.....	réf nr: 22EPS4465
20"	Etac, Invacare Rea & Panthera.....	réf nr: 20EPS4420

### Maxgrepp Ergo Para CP

4 Fäste

26"	Etac, Invacare Rea & Panthera.....	réf nr: 26EPCPS4565
24"	Etac, Glide, Invacare Rea & Panthera.....	réf nr: 24EPCPS4507
22"	Etac, Invacare Rea & Panthera.....	réf nr: 22EPCPS4465
20"	Etac, Invacare Rea & Panthera.....	réf nr: 20EPCPS4420



## QUICK Fäste

### Maxgrepp Ergo Para

6 Fäste

26"	BeRollka, Offcarr & Quickie .....	réf nr: 26EPQ6565
24"	Dupont, Offcarr & Quickie .....	réf nr: 24EPQ6512
22"	Berollka & Handicare.....	réf nr: 24EPQ6515
20"	BeRollka, Handicare, Offcarr & Quickie .....	réf nr: 22EPQ6462
5 Fäste	BeRollka, Offcarr & Quickie .....	réf nr: 20EPQ6425
24"	Spiderwheel.....	réf nr: 24EPQ5508
4 Fäste	Etac .....	réf nr: 24EPQ4500
24"	Invacare .....	réf nr: 24EPQ4515
22"	Invacare .....	réf nr: 22EPQ4476
20"	Invacare .....	réf nr: 20EPQ4446
BeRollka, Handicare.....	réf nr: 20EPQ4425	

### Maxgrepp Ergo Para CP

6 Fäste

26"	BeRollka, Offcarr & Quickie .....	réf nr: 26ECPQ6565
24"	Dupont, Offcarr & Quickie .....	réf nr: 24ECPQ6512
22"	Berollka & Handicare.....	réf nr: 24ECPQ6515
20"	BeRollka, Handicare, Offcarr & Quickie .....	réf nr: 22ECPQ6462
5 Fäste	BeRollka, Offcarr & Quickie .....	réf nr: 20ECPQ6425
24"	Spiderwheel.....	réf nr: 24ECPQ5508
4 Fäste	Etac .....	réf nr: 24ECPQ4500
24"	Invacare .....	réf nr: 24ECPQ4515
22"	Invacare .....	réf nr: 22ECPQ4476
20"	Invacare .....	réf nr: 20ECPQ4446
BeRollka, Handicare.....	réf nr: 20ECPQ4425	



Ergo Para (pat.1998) is an ergonomic handrim shaped after the hand and its function. The idea is to create a handrim that gives the user the opportunity to drive the wheelchair more years without ache.

With this soft rubber surface creates a much more effective grip, so that more of the arms strength can be used to push the wheelchair forward and not just grip around the handrim.

The construction gives a built in spoke protection for the fingers. The rubber profile, made by soft Natural rubber, is easily replaceable.



EURO

Euro is a type of fixing point for wheels with a drilled hole directly in the rim. This fixing point has plastic distance in different lengths to make the gap between the handrim and the rim variable.



SWED

Clips are a type of fixing point that is attached directly in the centre of the rim.



QUICK

Clips are a type of fixing point that is attached directly in the centre of the rims centre.



Maxgrepp Ergo Para CP (pat.2002) is a development from Maxgrepp Ergo Para.

The most friendly handrim that gives power transfer with minimal effort. It's possible to use the hand in two different positions, horizontal during good conditions and vertical during uphill slopes or ramps with possibilities of rises up to 20% and is still gentle for the hand.

The natural rubber profile is easily replaceable once it's worn out. The natural rubber in cell structure doesn't give black hands and is free from allergy or eczema substances according to lab. test.

We have several users that have gotten their hand function back by using Maxgrepp Ergo Para CP.




**Maxgrepp Handrims AB**  
Landsvägsgatan 48 , SE-453 37 Lysekil, Sweden  
Phone +46 523 66 06 28 | +46 70 67 00 684  
[maxgrepp@handrims.com](mailto:maxgrepp@handrims.com)

Allttryck i Lysekil AB 1809

# Maxgrepp Ergo Para & Ergo Para CP





Fixing Point EURO

#### Maxgrepp Ergo Para

##### 6 Fixing Points

26"	Küschall, Levo, Otto Bock, Panthera, Proaktiv, Progeo, Sorg, Sópur & Wolturnus.....	réf nr: 26EPE6567
25"	Domito & Spinergy.....	réf nr: 25EPE6532
24"	Küschall, Levo, Otto Bock, Panthera, Proaktiv, Progeo, Sorg, Sópur & Wolturnus.....	réf nr: 24EPE6524
20"	Domito, Spinergy, Tilité & Top End.....	réf nr: 24EPE6512
22"	Küschall, Levo, Otto Bock, Panthera, Proaktiv, Progeo, Sorg, Sópur & Wolturnus.....	réf nr: 22EPE6473
20"	Domito & Spinergy .....	réf nr: 22EPE6462
20"	Küschall, Levo, Otto Bock, Panthera, Proaktiv, Progeo, Sorg, Sópur & Wolturnus.....	réf nr: 20EPE6432
4	Fixing Points	
24"	Sorg, Superior & Meyra .....	réf nr: 24EPE4524
22"	Sorg & Meyra.....	réf nr: 22EPE4473
20"	Sorg & Meyra.....	réf nr: 20EPE4432

#### Maxgrepp Ergo Para CP

##### 6 Fixing Points

26"	Küschall, Levo, Otto Bock, Panthera, Proaktiv, Progeo, Sorg, Sópur & Wolturnus.....	réf nr: 26EPCPE6567
25"	Domito & Spinergy.....	réf nr: 25ECP6532
24"	Küschall, Levo, Otto Bock, Panthera, Proaktiv, Progeo, Sorg, Sópur & Wolturnus.....	réf nr: 24ECP6524
22"	Domito, Spinergy, Tilité & Top End .....	réf nr: 24ECP6512
22"	Küschall, Levo, Otto Bock, Panthera, Proaktiv, Progeo, Sorg, Sópur & Wolturnus.....	réf nr: 22ECP6473
20"	Küschall, Levo, Otto Bock, Panthera, Proaktiv, Progeo, Sorg, Sópur & Wolturnus.....	réf nr: 20ECP6432
4	Fixing Points	
24"	Sorg, Superior & Meyra .....	réf nr: 24ECP64524
22"	Sorg & Meyra.....	réf nr: 22ECP64473
20"	Sorg & Meyra.....	réf nr: 20ECP64432



Fixing Point SWED

#### Maxgrepp Ergo Para

##### 4 Fixing Points

26"	Etac, Invacare Rea & Panthera.....	réf nr: 26EPS4565
24"	Etac, Glide, Invacare Rea & Panthera.....	réf nr: 24EPS4507
22"	Etac, Invacare Rea & Panthera.....	réf nr: 22EPS4465
20"	Etac, Invacare Rea & Panthera.....	réf nr: 20EPS4420

#### Maxgrepp Ergo Para CP

##### 4 Fixing Points

26"	Etac, Invacare Rea & Panthera.....	réf nr: 26EPCPS4565
24"	Etac, Glide, Invacare Rea & Panthera.....	réf nr: 24EPCPS4507
22"	Etac, Invacare Rea & Panthera.....	réf nr: 22EPCPS4465
20"	Etac, Invacare Rea & Panthera.....	réf nr: 20EPCPS4420



Fixing Point QUICK

#### Maxgrepp Ergo Para

##### 6 Fixing Points

26"	BeRollka, Offcarr & Quickie .....	réf nr: 26EPQ6565
24"	Dupont, Offcarr & Quickie .....	réf nr: 24EPQ6512
22"	BeRollka & Handicare .....	réf nr: 24EPQ6515
22"	BeRollka, Handicare, Offcarr & Quickie .....	réf nr: 22EPQ6462
20"	BeRollka, Offcarr & Quickie .....	réf nr: 20EPQ6425

##### 5 Fixing Points

24"	Spiderwheel .....	réf nr: 24EPQ5508
4	Befestigung	
24"	Etac .....	réf nr: 24EPQ4500
24"	Invacare .....	réf nr: 24EPQ4515
22"	Invacare .....	réf nr: 22EPQ4476
20"	Invacare .....	réf nr: 20EPQ4446
4	BeRollka, Handicare .....	réf nr: 20EPQ4425

#### Maxgrepp Ergo Para CP

##### 6 Fixing Points

26"	BeRollka, Offcarr & Quickie .....	réf nr: 26EPCPQ6565
24"	Dupont, Offcarr & Quickie .....	réf nr: 24EPCPQ6512
22"	BeRollka & Handicare .....	réf nr: 24EPCPQ6515
22"	BeRollka, Handicare, Offcarr & Quickie .....	réf nr: 22EPCPQ6462
20"	BeRollka, Offcarr & Quickie .....	réf nr: 20EPCPQ6425

##### 5 Fixing Points

24"	Spiderwheel .....	réf nr: 24EPCPQ5508
4	Fixing Points	
24"	Etac .....	réf nr: 24EPCPQ4500
24"	Invacare .....	réf nr: 24EPCPQ4515
22"	Invacare .....	réf nr: 22EPCPQ4476
20"	Invacare .....	réf nr: 20EPCPQ4446
4	BeRollka, Handicare .....	réf nr: 20EPCPQ4425



Ergo Para (Pat.1998) ist ein ergonomischer Greifreifen nach der Hand und ihrer Funktion ausgeformt. Die Idee ist, einen Greifreifen zu schaffen, mit dem der Benutzer den Rollstuhl mehrere Jahre fahren kann, ohne Schmerzen zu bekommen.

Durch die weiche Gummifläche wird ein sehr effektiver Griff geschaffen, so dass mehr Armkraft zum Treiben gebraucht wird und weniger zum Greifen um den Greifreifen.  
Die Konstruktion gibt auch einen automatischen Fingerschutz.

Die Form des Greifreifens gibt auch die Möglichkeit zum Akupunkturstimulation des Gehirns (sehen Sie Forschung).

Das Naturgummiprofil ist leicht austauschbar wenn es abgenutzt ist



**EURO**

Es gibt die Euro Befestigung für 4 oder 6 Bohrlöcher in der Felge. Sie wird mit Plasticscheiben z.B. Küschall geliefert Um das Montieren in Zukunft zu erleichtern, können wir Schweißmuttern von demselben Typ liefern, den man an Küschall gebraucht, was das Austauschen des Greifreifens sehr erleichtert..



**SWED**

Ergo Para Swede ist am gebräuchlichsten in Schweden. Die Befestigung ist Standard an Panthera Auch Panthera und Invacare REA mit Aluminiumring haben Swedehalter, aber wenn sie mit Titangreifreifen ausgerüstet sind, haben sie 6 Eurohalter.



**QUICK**

Ergo Para mit Quickbefestigung ist am gebräuchlichsten an Sunrise – Quickieräder. Der C/C Abstand kann zwischen den Rollstuhlfabrikaten verschieden sein. Die Bleche können z.B. verschiedene Längen haben, was ein anderes Mass gibt.



Maxgrepp Ergo Para CP (Pat. 2002) ist eine Weiterentwicklung von Ergo Para.

Es ist der handfreundlichste Greifreifen, der Kraftüberführung mit minimaler Anstrengung gibt Es ist möglich, die Hand in zwei verschiedenen Positionen zu

Gebrauchen, waagerecht für gute Verhältnisse und senkrecht für Steigungen und Rampen mit Steigungen bis 20% und ist trotzdem für die Hand schonend.

Das Gummiprofil ist leicht austauschbar wenn es abgenutzt ist.

Wir haben mehrere Patienten, die durch das Benutzen von Ergo Para CP ihre Handfunktion zurückbekommen haben.

### **Maxgrepp Handrims AB**

Landsvägsgatan 48 , SE-453 37 Lysekil, Sweden


Phone +46 523 66 06 28 |+46 70 67 00 684

maxgrepp@handrims.com

**Maxgrepp  
Ergo Para  
&  
Ergo Para CP**

Altryck i lysekil AB 1809

**MAXGREPP  
HANDRIMS**



**EURO Befestigung**

**Maxgrepp Ergo Para**

**6 Befestigung**

- 26" Kuschall, Levo, Otto Bock, Panthera, Proaktiv, Progeo, Sorg, Sopur & Wolturnus.....réf nr: 26EPE6567  
25" Domito & Spinergy.....réf nr: 25EPE6532  
24" Kuschall, Levo, Otto Bock, Panthera, Proaktiv, Progeo, Sorg, Sopur & Wolturnus.....réf nr: 24EPE6524  
Domito, Spinergy, Tilite & Top End.....réf nr: 24EPE6512  
22" Kuschall, Levo, Otto Bock, Panthera, Proaktiv, Progeo, Sorg, Sopur & Wolturnus.....réf nr: 22EPE6473  
Domito & Spinergy .....réf nr: 22EPE6462  
20" Kuschall, Levo, Otto Bock, Panthera, Proaktiv, Progeo, Sorg, Sopur & Wolturnus.....réf nr: 20EPE6432  
4 Befestigung  
24" Sorg, Superior & Meyra .....réf nr: 24EPE4524  
22" Sorg & Meyra.....réf nr: 22EPE4473  
20" Sorg & Meyra.....réf nr: 20EPE4432

**Maxgrepp Ergo Para CP**

**6 Befestigung**

- 26" Kuschall, Levo, Otto Bock, Panthera, Proaktiv, Progeo, Sorg, Sopur & Wolturnus.....réf nr: 26ECP6567  
25" Domito & Spinergy.....réf nr: 25ECP6532  
24" Kuschall, Levo, Otto Bock, Panthera, Proaktiv, Progeo, Sorg, Sopur & Wolturnus.....réf nr: 24ECP6524  
Domito, Spinergy, Tilite & Top End .....réf nr: 24ECP6512  
22" Kuschall, Levo, Otto Bock, Panthera, Proaktiv, Progeo, Sorg, Sopur & Wolturnus.....réf nr: 22ECP6473  
Domito & Spinergy .....réf nr: 22ECP6462

- 20" Kuschall, Levo, Otto Bock, Panthera, Proaktiv, Progeo, Sorg, Sopur & Wolturnus.....réf nr: 20ECP6432

**4 Befestigung**

- 24" Sorg, Superior & Meyra .....réf nr: 24ECP64524  
22" Sorg & Meyra.....réf nr: 22ECP64473  
20" Sorg & Meyra.....réf nr: 20ECP64432



**SWED Befestigung**

**Maxgrepp Ergo Para**

**4 Befestigung**

- 26" Etac, Invacare Rea & Panthera.....réf nr: 26EPS4565  
24" Etac, Glide, Invacare Rea & Panthera.....réf nr: 24EPS4507  
22" Etac, Invacare Rea & Panthera.....réf nr: 22EPS4465  
20" Etac, Invacare Rea & Panthera.....réf nr: 20EPS4420

**Maxgrepp Ergo Para CP**

**4 Befestigung**

- 26" Etac, Invacare Rea & Panthera.....réf nr: 26EPCPS4565  
24" Etac, Glide, Invacare Rea & Panthera.....réf nr: 24EPCPS4507  
22" Etac, Invacare Rea & Panthera.....réf nr: 22EPCPS4465  
20" Etac, Invacare Rea & Panthera.....réf nr: 20EPCPS4420



**QUICK Befestigung**

**Maxgrepp Ergo Para**

**6 Befestigung**

- 26" BeRollka, Offcarr & Quickie .....réf nr: 26EPQ6565  
24" Dupont, Offcarr & Quickie .....réf nr: 24EPQ6512  
Berollka & Handicare .....réf nr: 24EPQ6515  
22" BeRollka, Handicare, Offcarr & Quickie .....réf nr: 22EPQ6462  
20" BeRollka, Offcarr & Quickie .....réf nr: 20EPQ6425  
  
5 Befestigung  
24" Spiderwheel .....réf nr: 24EPQ5508  
4 Befestigung  
24" Etac .....réf nr: 24EPQ4500  
24" Invacare .....réf nr: 24EPQ4515  
22" Invacare .....réf nr: 22EPQ4476  
20" Invacare .....réf nr: 20EPQ4446  
BeRollka, Handicare .....réf nr: 20EPQ4425

**Maxgrepp Ergo Para CP**

**6 Befestigung**

- 26" BeRollka, Offcarr & Quickie .....réf nr: 26ECPQ6565  
24" Dupont, Offcarr & Quickie .....réf nr: 24ECPQ6512  
BeRollka & Handicare .....réf nr: 24ECPQ6515  
22" BeRollka, Handicare, Offcarr & Quickie .....réf nr: 22ECPQ6462  
20" BeRollka, Offcarr & Quickie .....réf nr: 20ECPQ6425  
  
5 Befestigung  
24" Spiderwheel .....réf nr: 24ECPQ5508  
4 Befestigung  
24" Etac .....réf nr: 24ECPQ4500  
24" Invacare .....réf nr: 24ECPQ4515  
22" Invacare .....réf nr: 22ECPQ4476  
20" Invacare .....réf nr: 20ECPQ4446  
BeRollka, Handicare .....réf nr: 20ECPQ4425



Ergo Para (pat. 1998) er en ergonomisk drivring – udformet efter hånden og håndens funktion.  
Ideen er at skape en drivring så brugeren kan anvende rullestolen i flere år uden at få mèn.

Via den bløde gummioverflade skabes et meget effektivt greb – så at armens kraft anvendes hovedsageligt til fremdrift og ikke på at gribe om drivringen.  
Konstruktionen giver en automatisk beskyttelse af fingerne og er let at bytte ud når det er slidt.



EURO

Euro er en holdere for hjul med borrede hul direkte i fælgen.  
Denne holdere har også plastdistanser i forskellige længder, for at kunne variere breddenn.



SWED

Swed er en holdere som fastgøres direkte på det centrerede tab i fælgen



QUICK

Quick er en holdere som fastgøres i centrerede tab i fælgens centrum.



Maxgrepp Ergo Para CP (pat. 2002) er en yderligere udvikling af Ergo Para. Den mest brugervenlige drivring – overfører kraften med minimal kraftanstrengelse.

Det er muligt at anvende hånden i to forskellige positioner – horisontalt ved gode køreforhold og vertikalt ved bakker eller ramper – stigning på max 20 % - og samtidigt skåne hånden.

Naturgummiprofilen er let at bytte når den bliver slidt.  
Naturgummiets cellstruktur farves ikke af og er allergi- og eksemfrit – ifølge laboratoretest

Brugere som anvender Ergo CP har ved flere tilfælde fået en bedre håndfunktionen.

### Maxgrepp Handrims AB

Landsvägsgatan 48 , SE-453 37 Lysekil, Sweden  
Phone +46 523 66 06 28 | +46 70 67 00 684  
[maxgrepp@handrims.com](mailto:maxgrepp@handrims.com)

#### Maxgrepp partners


V. Guldmann A/S  
Wolturnus A/S

Tlf: 87 41 31 00  
Tlf: 96 71 71 70

Altryck i Lysekil AB 1809

# Maxgrepp Ergo Para & Ergo Para CP





**EURO Holder**

**Maxgrepp Ergo Para**

**6 Holder**

26" Kuschall, Levo, Otto Bock, Panthera, Proaktiv, Progeo, Sorg, Sopur & Wolturnus.....réf nr: 26EPE6567

25" Domito & Spinergy.....réf nr: 25EPE6532  
24" Kuschall, Levo, Otto Bock, Panthera, Proaktiv, Progeo, Sorg, Sopur & Wolturnus.....réf nr: 24EPE6524

Domito, Spinergy, Tilite & Top End.....réf nr: 24EPE6512

22" Kuschall, Levo, Otto Bock, Panthera, Proaktiv, Progeo, Sorg, Sopur & Wolturnus.....réf nr: 22EPE6473

Domito & Spinergy .....réf nr: 22EPE6462  
20" Kuschall, Levo, Otto Bock, Panthera, Proaktiv, Progeo, Sorg, Sopur & Wolturnus.....réf nr: 20EPE6432

**4 Holder**

24" Sorg, Superior & Meyra .....réf nr: 24EPE4524

22" Sorg & Meyra.....réf nr: 22EPE4473

20" Sorg & Meyra.....réf nr: 20EPE4432

**Maxgrepp Ergo Para CP**

**6 Holder**

26" Kuschall, Levo, Otto Bock, Panthera, Proaktiv, Progeo, Sorg, Sopur & Wolturnus.....réf nr: 26EPCPE6567

25" Domito & Spinergy.....réf nr: 25ECP6532

24" Kuschall, Levo, Otto Bock, Panthera, Proaktiv, Progeo, Sorg, Sopur & Wolturnus.....réf nr: 24ECP6524  
Domito, Spinergy, Tilite & Top End .....réf nr: 24ECP6512

22" Kuschall, Levo, Otto Bock, Panthera, Proaktiv, Progeo, Sorg, Sopur & Wolturnus.....réf nr: 22ECP6473  
Domito & Spinergy .....réf nr: 22ECP6462

20" Kuschall, Levo, Otto Bock, Panthera, Proaktiv, Progeo, Sorg, Sopur & Wolturnus.....réf nr: 20EPCPE6432

**4 Holder**

24" Sorg, Superior & Meyra .....réf nr: 24ECP64524

22" Sorg & Meyra.....réf nr: 22ECP64473

20" Sorg & Meyra.....réf nr: 20ECP64432



**SWED Holder**

**Maxgrepp Ergo Para**

**4 Holder**

26" Etac, Invacare Rea & Panthera.....réf nr: 26EPS4565

24" Etac, Glide, Invacare Rea & Panthera.....réf nr: 24EPS4507

22" Etac, Invacare Rea & Panthera.....réf nr: 22EPS4465

20" Etac, Invacare Rea & Panthera.....réf nr: 20EPS4420

**Maxgrepp Ergo Para CP**

**4 Holder**

26" Etac, Invacare Rea & Panthera.....réf nr: 26EPCPS4565

24" Etac, Glide, Invacare Rea & Panthera.....réf nr: 24EPCPS4507

22" Etac, Invacare Rea & Panthera.....réf nr: 22EPCPS4465

20" Etac, Invacare Rea & Panthera.....réf nr: 20EPCPS4420



**QUICK Holder**

**Maxgrepp Ergo Para**

**6 Holder**

26" BeRollka, Offcarr & Quickie .....réf nr: 26EPQ6565

24" Dupont, Offcarr & Quickie .....réf nr: 24EPQ6512

Berollka & Handicare .....réf nr: 24EPQ6515

22" BeRollka, Handicare, Offcarr & Quickie .....réf nr: 22EPQ6462

20" BeRollka, Offcarr & Quickie .....réf nr: 20EPQ6425

**5 Holder**

24" Spiderwheel .....réf nr: 24EPQ5508

**4 Holder**

24" Etac .....réf nr: 24EPQ4500

24" Invacare .....réf nr: 24EPQ4515

22" Invacare .....réf nr: 22EPQ4476

20" Invacare .....réf nr: 20EPQ4446

BeRollka, Handicare .....réf nr: 20EPQ4425

**Maxgrepp Ergo Para CP**

**6 Holder**

26" BeRollka, Offcarr & Quickie .....réf nr: 26EPCPQ6565

24" Dupont, Offcarr & Quickie .....réf nr: 24EPCPQ6512

Berollka & Handicare .....réf nr: 24EPCPQ6515

22" BeRollka, Handicare, Offcarr & Quickie .....réf nr: 22EPCPQ6462

20" BeRollka, Offcarr & Quickie .....réf nr: 20EPCPQ6425

**5 Holder**

24" Spiderwheel .....réf nr: 24EPCPQ5508

**4 Holder**

24" Etac .....réf nr: 24EPCPQ4500

24" Invacare .....réf nr: 24EPCPQ4515

22" Invacare .....réf nr: 22EPCPQ4476

20" Invacare .....réf nr: 20EPCPQ4446

BeRollka, Handicare .....réf nr: 20EPCPQ4425



Ergo Para (patenté en 1998) est une jante de commande ergonomique modelée d'après la main et sa fonction. L'idée est d'offrir une jante de commande conçue pour que l'utilisateur puisse conduire sa chaise roulante pendant des années sans avoir mal.

Sa surface en caoutchouc mou crée une prise efficace, ce qui fait que plus de la force du bras peut s'utiliser pour le déplacement de la chaise roulante et moins pour la prise autour de la jante de commande. La conception protège aussi automatiquement les doigts. Ergo Para se remplace facilement s'il y en a besoin.



EURO

EURO est un dispositif de fixation de la roue avec un trou percé directement dans la jante. EURO a des pièces d'écartement en plastique de longueurs différentes pour pouvoir varier la distance entre la jante de la roue et la jante de commande.



SWED

SWED est un dispositif de fixation qui s'attache directement au centre de la jante de la roue.



QUICK

QUICK est un dispositif de fixation qui s'attache directement au centre de la jante de la roue.




Maxgrepp Ergo Para CP (patenté en 2002) est un développement de Ergo Para. Ergo CP est une jante de commande très gentille pour les mains qui transmet la force musculaire avec un effort minimal. Il est possible de positionner les mains de deux façons différentes sur Ergo CP : horizontalement lors de déplacement sur des surfaces planes ou verticalement dans des montées ou sur des rampes, qui avec Ergo CP peuvent avoir une倾inclusion de jusqu'à 20% sans heurter les mains.

Ergo CP est fabriqué en caoutchouc et se remplace facilement s'il y en a besoin. La couleur noir du caoutchouc ne déteint pas sur les mains et ne donne ni d'allergies ni d'eczéma selon des essais de laboratoire.

Plusieurs utilisateurs ont amélioré les fonctions de leurs mains en utilisant Ergo CP.

### Maxgrepp Handrims AB

Landsvägsgatan 48 , SE-453 37 Lysekil, Sweden  
Phone +46 523 66 06 28 | +46 70 67 00 684  
[maxgrepp@handrims.com](mailto:maxgrepp@handrims.com)



Dispositif de fixation EURO

#### Maxgrepp Ergo Para

6 points de fixation

26" Kuschall, Levo, Otto Bock, Panthera, Proaktiv, Progeo, Sorg, Sopur & Wolturnus.....réf nr: 26EPE6567

25" Domito & Spinergy.....réf nr: 25EPE6532  
24" Kuschall, Levo, Otto Bock, Panthera, Proaktiv, Progeo, Sorg, Sopur & Wolturnus.....réf nr: 24EPE6524

Domito, Spinergy, Tilité & Top End.....réf nr: 24EPE6512  
22" Kuschall, Levo, Otto Bock, Panthera, Proaktiv, Progeo, Sorg, Sopur & Wolturnus.....réf nr: 22EPE6473

Domito & Spinergy .....réf nr: 22EPE6462  
20" Kuschall, Levo, Otto Bock, Panthera, Proaktiv, Progeo, Sorg, Sopur & Wolturnus.....réf nr: 20EPE6432

4 points de fixation

24" Sorg, Superior & Meyra .....réf nr: 24EPE4524  
22" Sorg & Meyra.....réf nr: 22EPE4473  
20" Sorg & Meyra.....réf nr: 20EPE4432

#### Maxgrepp Ergo Para CP

6 points de fixation

26" Kuschall, Levo, Otto Bock, Panthera, Proaktiv, Progeo, Sorg, Sopur & Wolturnus.....réf nr: 26EPCPE6567

25" Domito & Spinergy.....réf nr: 25ECP6532

24" Kuschall, Levo, Otto Bock, Panthera, Proaktiv, Progeo, Sorg, Sopur & Wolturnus.....réf nr: 24ECP6524  
Domito, Spinergy, Tilité & Top End .....réf nr: 24ECP6512

22" Kuschall, Levo, Otto Bock, Panthera, Proaktiv, Progeo, Sorg, Sopur & Wolturnus.....réf nr: 22ECP6473  
Domito & Spinergy .....réf nr: 22ECP6462

20" Kuschall, Levo, Otto Bock, Panthera, Proaktiv, Progeo, Sorg, Sopur & Wolturnus.....réf nr: 20ECP6432

4 points de fixation

24" Sorg, Superior & Meyra .....réf nr: 24ECP64524  
22" Sorg & Meyra.....réf nr: 22ECP64473  
20" Sorg & Meyra.....réf nr: 20ECP64432



Dispositif de fixation SWED

#### Maxgrepp Ergo Para

4 points de fixation

26" Etac, Invacare Rea & Panthera.....réf nr: 26EPS4565

24" Etac, Glide, Invacare Rea & Panthera.....réf nr: 24EPS4507

22" Etac, Invacare Rea & Panthera.....réf nr: 22EPS4465

20" Etac, Invacare Rea & Panthera.....réf nr: 20EPS4420

#### Maxgrepp Ergo Para CP

4 points de fixation

26" Etac, Invacare Rea & Panthera.....réf nr: 26EPCPS4565

24" Etac, Glide, Invacare Rea & Panthera.....réf nr: 24EPCPS4507

22" Etac, Invacare Rea & Panthera.....réf nr: 22EPCPS4465

20" Etac, Invacare Rea & Panthera.....réf nr: 20EPCPS4420



Dispositif de fixation QUICK

#### Maxgrepp Ergo Para

6 points de fixation

26" BeRollka, Offcarr & Quickie .....réf nr: 26EPQ6565

24" Dupont, Offcarr & Quickie .....réf nr: 24EPQ6512

BeRollka & Handicare .....réf nr: 24EPQ6515

22" BeRollka, Handicare, Offcarr & Quickie .....réf nr: 22EPQ6462

20" BeRollka, Offcarr & Quickie .....réf nr: 20EPQ6425

5 points de fixation

24" Spiderwheel .....réf nr: 24EPQ5508

4 points de fixation

24" Etac .....réf nr: 24EPQ4500

24" Invacare .....réf nr: 24EPQ4515

22" Invacare .....réf nr: 22EPQ4476

20" Invacare .....réf nr: 20EPQ4446

BeRollka, Handicare .....réf nr: 20EPQ4425

#### Maxgrepp Ergo Para CP

6 points de fixation

26" BeRollka, Offcarr & Quickie .....réf nr: 26EPCPQ6565

24" Dupont, Offcarr & Quickie .....réf nr: 24EPCPQ6512

BeRollka & Handicare .....réf nr: 24EPCPQ6515

22" BeRollka, Handicare, Offcarr & Quickie .....réf nr: 22EPCPQ6462

20" BeRollka, Offcarr & Quickie .....réf nr: 20EPCPQ6425

5 points de fixation

24" Spiderwheel .....réf nr: 24EPCPQ5508

4 points de fixation

24" Etac .....réf nr: 24EPCPQ4500

24" Invacare .....réf nr: 24EPCPQ4515

22" Invacare .....réf nr: 22EPCPQ4476

20" Invacare .....réf nr: 20EPCPQ4446

BeRollka, Handicare .....réf nr: 20EPCPQ4425



Ergo Para (pat. 1998) es un aro de empuje para sillas de ruedas ergonómico y funcional. Nuestro aro de empuje permite al usuario manejar la silla de ruedas de forma polivalente, sin que sienta ninguna molestia.

Su superficie de goma suave es ideal para su sujeción en el firme, permitiendo así que la fuerza ejercida por el brazo sea utilizada más eficazmente para propulsar la silla de ruedas, no para el agarre del aro de empuje.

Está diseñado para proteger los dedos del usuario.

La banda de rodadura de caucho natural es fácilmente reemplazable una vez desgastada.



**EURO**

EURO es un accesorio para la rueda. Posee un orificio perforado directamente en el aro de la llanta. Este accesorio posee separadores de plástico de diferentes tamaños en función de la anchura del orificio.



**SWED**

(cuya traducción al español sería Dolor)

Clips es un soporte que se fija directamente en la chapa angular sujetada a la llanta.



**QUICK**

(cuya traducción al español sería Rápido)

Clips es un soporte que se fija directamente en el centro de la chapa angular sujetada a la llanta.



Maxgrepp Ergo CP (pat. 2002) es el último desarrollo de Ergo Para. Se trata de un aro de empuje especialmente diseñado para que la propulsión de la silla de ruedas se logre con el mínimo esfuerzo. Este sistema permite usar la mano en dos posiciones diferentes, horizontalmente para mejorar la estabilidad, y verticalmente, facilitando así su uso en pendientes y rampas con desniveles de hasta un 20%. Resulta más confortable para las manos.

Las bandas de rodadura de caucho natural son fácilmente reemplazables una vez desgastadas. El caucho natural no ennegrece y no causa alergias o eccemas, como diversas pruebas de laboratorios han confirmado.

Hemos conocido varios casos en los que algunos clientes han mejorado la movilidad de sus manos tras usar Ergo CP.

Distribuidores:




## Maxgrepp Handrims AB

Landsvägsgatan 48 , SE-453 37 Lysekil, Sweden  
Phone +46 523 66 06 28 | +46 70 67 00 684  
[maxgrepp@handrims.com](mailto:maxgrepp@handrims.com)

Altryck i lysekil AB 1809

**Maxgrepp  
Ergo Para  
&  
Ergo Para CP**





EURO

**Maxgrepp Ergo Para**

## 6 Soportes

- 26" Kuschall, Levo, Otto Bock, Panthera, Proaktiv, Progeo, Sorg, Sopur & Wolturnus.....réf nr: 26EPE6567  
25" Domito & Spinergy.....réf nr: 25EPE6532  
24" Kuschall, Levo, Otto Bock, Panthera, Proaktiv, Progeo, Sorg, Sopur & Wolturnus.....réf nr: 24EPE6524  
Domito, Spinergy, Tilité & Top End.....réf nr: 24EPE6512  
22" Kuschall, Levo, Otto Bock, Panthera, Proaktiv, Progeo, Sorg, Sopur & Wolturnus.....réf nr: 22EPE6473  
Domito & Spinergy .....réf nr: 22EPE6462  
20" Kuschall, Levo, Otto Bock, Panthera, Proaktiv, Progeo, Sorg, Sopur & Wolturnus.....réf nr: 20EPE6432  
4 Soportes  
24" Sorg, Superior & Meyra .....réf nr: 24EPE4524  
22" Sorg & Meyra.....réf nr: 22EPE4473  
20" Sorg & Meyra.....réf nr: 20EPE4432

**Maxgrepp Ergo Para CP**

## 6 Soportes

- 26" Kuschall, Levo, Otto Bock, Panthera, Proaktiv, Progeo, Sorg, Sopur & Wolturnus.....réf nr: 26EPCPE6567  
25" Domito & Spinergy.....réf nr: 25ECP6532  
24" Kuschall, Levo, Otto Bock, Panthera, Proaktiv, Progeo, Sorg, Sopur & Wolturnus.....réf nr: 24ECP6524  
Domito, Spinergy, Tilité & Top End .....réf nr: 24ECP6512  
22" Kuschall, Levo, Otto Bock, Panthera, Proaktiv, Progeo, Sorg, Sopur & Wolturnus.....réf nr: 22ECP6473  
Domito & Spinergy .....réf nr: 22ECP6462  
20" Kuschall, Levo, Otto Bock, Panthera, Proaktiv, Progeo, Sorg, Sopur & Wolturnus.....réf nr: 20ECP6432  
4 Soportes

- 24" Sorg, Superior & Meyra .....réf nr: 24ECP64524  
22" Sorg & Meyra.....réf nr: 22ECP64473  
20" Sorg & Meyra.....réf nr: 20ECP64432



SWED

**Maxgrepp Ergo Para**

## 4 Soportes

- 26" Etac, Invacare Rea & Panthera.....réf nr: 26EPS4565  
24" Etac, Glide, Invacare Rea & Panthera.....réf nr: 24EPS4507  
22" Etac, Invacare Rea & Panthera.....réf nr: 22EPS4465  
20" Etac, Invacare Rea & Panthera.....réf nr: 20EPS4420

**Maxgrepp Ergo Para CP**

## 4 Soportes

- 26" Etac, Invacare Rea & Panthera.....réf nr: 26EPCPS4565  
24" Etac, Glide, Invacare Rea & Panthera.....réf nr: 24EPCPS4507  
22" Etac, Invacare Rea & Panthera.....réf nr: 22EPCPS4465  
20" Etac, Invacare Rea & Panthera.....réf nr: 20EPCPS4420



QUICK

**Maxgrepp Ergo Para**

## 6 Soportes

- 26" BeRollka, Offcarr & Quickie .....réf nr: 26EPQ6565  
24" Dupont, Offcarr & Quickie .....réf nr: 24EPQ6512  
Berollka & Handicare .....réf nr: 24EPQ6515  
22" BeRollka, Handicare, Offcarr & Quickie .....réf nr: 22EPQ6462  
20" BeRollka, Offcarr & Quickie .....réf nr: 20EPQ6425

## 5 Soportes

- 24" Spiderwheel .....réf nr: 24EPQ5508  
4 Soportes  
24" Etac .....réf nr: 24EPQ4500  
24" Invacare .....réf nr: 24EPQ4515  
22" Invacare .....réf nr: 22EPQ4476  
20" Invacare .....réf nr: 20EPQ4446  
BeRollka, Handicare .....réf nr: 20EPQ4425

**Maxgrepp Ergo Para CP**

## 6 Soportes

- 26" BeRollka, Offcarr & Quickie .....réf nr: 26EPCPQ6565  
24" Dupont, Offcarr & Quickie .....réf nr: 24EPCPQ6512  
BeRollka & Handicare .....réf nr: 24EPCPQ6515  
22" BeRollka, Handicare, Offcarr & Quickie .....réf nr: 22EPCPQ6462  
20" BeRollka, Offcarr & Quickie .....réf nr: 20EPCPQ6425

## 5 Soportes

- 24" Spiderwheel .....réf nr: 24EPCPQ5508  
4 Soportes  
24" Etac .....réf nr: 24EPCPQ4500  
24" Invacare .....réf nr: 24EPCPQ4515  
22" Invacare .....réf nr: 22EPCPQ4476  
20" Invacare .....réf nr: 20EPCPQ4446  
BeRollka, Handicare .....réf nr: 20EPCPQ4425



Ergo Para (pat.1998) is een ergonomische hoepel gevormd naar de hand en de handfunctie. Het idee was om een hoepel te creëren die de Gebruiker met een verminderde handfunctie de mogelijkheid biedt om zelfstandig te blijven rijden. Het zachte rubberen oppervlak zorgt voor een veel effectiever grip, zodat de armkracht volledig gebruikt kan worden zonder de hoepel stevig vast te moeten houden. Ook geeft de constructie een ingebouwde spaak bescherming voor de vingers. Het rubberen profiel natuurlijk rubber, is eenvoudig te vervangen.

### EURO



Er is de Euro bevestiging voor 4 of 6 gaten in de velg. Deze wordt (voor bijvoorbeeld wielen van invacare) met plastic tussenringen geleverd. Ommontage te vergemakkelijken, kunnen we dezelfde moeren meeleveren die ook bij Kuschal worden gebruikt.

### SWED



Ergo Para Swed wordt het meest gebruikt in Zweden. De montage is standaard op Panthera. Panthera en ook Invacare REA met Aluminium hoepel hebben Swede fixatie, maar in combinatie met titanium hoepels is er een eurofixatie nodig.

### QUICK



Hierbij wordt in het midden van de velg de fixatie tot stand gebracht. Ergo Para Quick komt het meest voor bij Sunrise / Quickie wielen. De C / C Afstand is bij verschillende modellen afwijkend. Hiervoor worden de geïngende materialen meegeleverd.




Maxgrepp Ergo Para CP (pat.2002) is de doorontwikkeling van de Maxgrepp Ergo Para. De meest vriendelijke hoepel die krachtoverbrenging met minimale inspanning mogelijk maakt. Het is mogelijk om de hand te gebruiken in twee verschillende standen: horizontaal in goede omstandigheden en verticaal tijdens het nemen van obstakels of hellingen. De opstaande rubber rand zorgt ervoor dat krachtoverbrenging van hand naar rolstoel veel optimaler wordt benut. De natuurlijke rubber profiel is eenvoudig te vervangen. De natuurlijke rubber celstructuur geeft geen zwarte handen en is vrij van allergie of eczeem stoffen volgens lab. testen. We hebben een aantal gebruikers die hun handfunctie terug hebben gekregen door het gebruik van Maxgrepp Ergo Para CP

# Maxgrepp Ergo Para & Ergo Para CP



Importeur:  
**EXELLO**  
products  
Willem Alexanderweg 75 ,  
3945 CH Cothen  
Nederland  
T 0343-561190  
E info@exelloproducts.nl; www.exelloproducts.nl

**Maxgrepp Handrims AB**  
Landsvägsgatan 48 , SE-453 37 Lysekil, Sweden  
Phone +46 523 66 06 28 |+46 70 67 00 684  
maxgrepp@handrims.com



## Faxatiepunten EURO

### Maxgrepp Ergo Para

#### 6 Faxatiepunten

- 26" Kuschall, Levo, Otto Bock, Panthera, Proaktiv, Progeo, Sorg, Sopur & Wolturnus.....réf nr: 26EPE6567  
 25" Domito & Spinergy.....réf nr: 25EPE6532  
 24" Kuschall, Levo, Otto Bock, Panthera, Proaktiv, Progeo, Sorg, Sopur & Wolturnus.....réf nr: 24EPE6524  
 Domito, Spinergy, Tilité & Top End.....réf nr: 24EPE6512  
 22" Kuschall, Levo, Otto Bock, Panthera, Proaktiv, Progeo, Sorg, Sopur & Wolturnus.....réf nr: 22EPE6473  
 Domito & Spinergy .....réf nr: 22EPE6462  
 20" Kuschall, Levo, Otto Bock, Panthera, Proaktiv, Progeo, Sorg, Sopur & Wolturnus.....réf nr: 20EPE6432
- 4 Faxatiepunten
- 24" Sorg, Superior & Meyra .....réf nr: 24EPE4524  
 22" Sorg & Meyra.....réf nr: 22EPE4473  
 20" Sorg & Meyra.....réf nr: 20EPE4432

### Maxgrepp Ergo Para CP

#### 6 Faxatiepunten

- 26" Kuschall, Levo, Otto Bock, Panthera, Proaktiv, Progeo, Sorg, Sopur & Wolturnus.....réf nr: 26EPCPE6567  
 25" Domito & Spinergy.....réf nr: 25ECP6532  
 24" Kuschall, Levo, Otto Bock, Panthera, Proaktiv, Progeo, Sorg, Sopur & Wolturnus.....réf nr: 24ECP6524  
 Domito, Spinergy, Tilité & Top End .....réf nr: 24ECP6512  
 22" Kuschall, Levo, Otto Bock, Panthera, Proaktiv, Progeo, Sorg, Sopur & Wolturnus.....réf nr: 22ECP6473  
 Domito & Spinergy .....réf nr: 22ECP6462  
 20" Kuschall, Levo, Otto Bock, Panthera, Proaktiv, Progeo, Sorg, Sopur & Wolturnus.....réf nr: 20ECP6432

#### 4 Faxatiepunten

- 24" Sorg, Superior & Meyra .....réf nr: 24ECP64524  
 22" Sorg & Meyra.....réf nr: 22ECP6473  
 20" Sorg & Meyra.....réf nr: 20ECP6432



## Faxatiepunten SWED

### Maxgrepp Ergo Para

#### 4 Faxatiepunten

- 26" Etac, Invacare Rea & Panthera.....réf nr: 26EPS4565  
 24" Etac, Glide, Invacare Rea & Panthera.....réf nr: 24EPS4507  
 22" Etac, Invacare Rea & Panthera.....réf nr: 22EPS4465  
 20" Etac, Invacare Rea & Panthera.....réf nr: 20EPS4420

### Maxgrepp Ergo Para CP

#### 4 Faxatiepunten

- 26" Etac, Invacare Rea & Panthera.....réf nr: 26EPCPS4565  
 24" Etac, Glide, Invacare Rea & Panthera.....réf nr: 24EPCPS4507  
 22" Etac, Invacare Rea & Panthera.....réf nr: 22EPCPS4465  
 20" Etac, Invacare Rea & Panthera.....réf nr: 20EPCPS4420

#### Bestelwijze:

Voorbeeld: 24EPE6524  
 24 = Wheel maat in inch  
 EP = Ergo Para of ECP = Ergo Para CP  
 E = Euro S = Swed Q = Quick  
 6 = Faxatiepunten 5,4  
 524 = C/C velg afmeting



## Faxatiepunten QUICK

### Maxgrepp Ergo Para

#### 6 Faxatiepunten

- 26" BeRollka, Offcarr & Quickie .....réf nr: 26EPQ6565  
 24" Dupont, Offcarr & Quickie .....réf nr: 24EPQ6512  
 Berollka & Handicare .....réf nr: 24EPQ6515  
 22" BeRollka, Handicare, Offcarr & Quickie .....réf nr: 22EPQ6462  
 20" BeRollka, Offcarr & Quickie .....réf nr: 20EPQ6425

#### 5 Faxatiepunten

- 24" Spiderwheel .....réf nr: 24EPQ5508
- 4 Faxatiepunten
- 24" Etac .....réf nr: 24EPQ4500  
 24" Invacare .....réf nr: 24EPQ4515  
 22" Invacare .....réf nr: 22EPQ4476  
 20" Invacare .....réf nr: 20EPQ4446  
 BeRollka, Handicare .....réf nr: 20EPQ4425

### Maxgrepp Ergo Para CP

#### 6 Faxatiepunten

- 26" BeRollka, Offcarr & Quickie .....réf nr: 26EPCPQ6565  
 24" Dupont, Offcarr & Quickie .....réf nr: 24EPCPQ6512  
 BeRollka & Handicare .....réf nr: 24EPCPQ6515  
 22" BeRollka, Handicare, Offcarr & Quickie .....réf nr: 22EPCPQ6462  
 20" BeRollka, Offcarr & Quickie .....réf nr: 20EPCPQ6425

#### 5 Faxatiepunten

- 24" Spiderwheel .....réf nr: 24EPCPQ5508
- 4 Faxatiepunten
- 24" Etac .....réf nr: 24EPCPQ4500  
 24" Invacare .....réf nr: 24EPCPQ4515  
 22" Invacare .....réf nr: 22EPCPQ4476  
 20" Invacare .....réf nr: 20EPCPQ4446  
 BeRollka, Handicare .....réf nr: 20EPCPQ4425



Ergo Para (pat.1998) is an ergonomic handrim shaped after the hand and its function. The idea is to create a handrim that gives the user the opportunity to drive the wheelchair more years without ache.

With this soft rubber surface creates a much more effective grip, so that more of the arms strength can be used to push the wheelchair forward and not just grip around the handrim.

The construction gives a built in spoke protection for the fingers. The rubber profile, made by soft Natural rubber, is easily replaceable.



**EURO**

Euro is a type of fixing point for wheels with a drilled hole directly in the rim. This fixing point has plastic distance in different lengths to make the gap between the handrim and the rim variable.



**SWED**

Clips are a type of fixing point that is attached directly in the centre of the rim.



**QUICK**

Clips are a type of fixing point that is attached directly in the centre of the rims centre.



Maxgrepp Ergo Para CP (pat.2002) is a development from Maxgrepp Ergo Para.

The most friendly handrim that gives power transfer with minimal effort. It's possible to use the hand in two different positions, horizontal during good conditions and vertical during uphill slopes or ramps with possibilities of rises up to 20% and is still gentle for the hand.

The natural rubber profile is easily replaceable once it's worn out. The natural rubber in cell structure doesn't give black hands and is free from allergy or eczema substances according to lab. test.

We have several users that have gotten their hand function back by using Maxgrepp Ergo Para CP.



Phone:  
1.800.981.1540 (USA and CANADA) or 715.254.0991


Address:  
4848 Industrial Park Road  
Stevens Point, Wisconsin 54481

**Maxgrepp Handrims AB**  
Landsvägsgatan 48, SE-453 37 Lysekil, Sweden  
Phone +46 523 66 06 28 | +46 70 67 00 684  
[maxgrepp@handrims.com](mailto:maxgrepp@handrims.com)

Altryck i lysekil AB 1809

# Maxgrepp Ergo Para & Ergo Para CP





### Fixing Point EURO

#### Maxgrepp Ergo Para

##### 6 Fixing Points

- 26" Spinergy .....réf nr: 26EPE6560  
25" Spinergy .....réf nr: 25EPE6532  
24" Spinergy .....réf nr: 24EPE6512  
22" Spinergy .....réf nr: 22EPE6473

#### Maxgrepp Ergo Para CP

##### 6 Fixing Points

- 26" Spinergy .....réf nr: 26EPCPE6560  
25" Spinergy .....réf nr: 25EPCPE6532  
24" Spinergy .....réf nr: 24EPCPE6512  
22" Spinergy .....réf nr: 22EPCPE6473




Foto: Ingrid Sandberg



### Fixing Point QUICK

#### Maxgrepp Ergo Para

##### 6 Fixing Points

- 26" Ki Mobility .....réf nr: 26EPQ6565  
25" Ki Mobility .....réf nr: 25EPQ6534  
24" Ki Mobility .....réf nr: 24EPQ6515  
22" Ki Mobility .....réf nr: 22EPQ6476  
20" Ki Mobility .....réf nr: 20EPQ6425  
18" Ki Mobility .....réf nr: 18EPQ6374

##### 5 Fixing Points

- 24" X-Core .....réf nr: 24EPQ5500  
22" X-Core .....réf nr: 22EPQ5464  
20" X-Core .....réf nr: 20EPQ5427

#### Maxgrepp Ergo Para CP

##### 6 Fixing Points

- 26" Ki Mobility .....réf nr: 26EPCPQ6565  
25" Ki Mobility .....réf nr: 25EPCPQ6534  
24" Ki Mobility .....réf nr: 24EPCPQ6515  
22" Ki Mobility .....réf nr: 22EPCPQ6476  
20" Ki Mobility .....réf nr: 20EPCPQ6425  
18" Ki Mobility .....réf nr: 18EPCPQ6374

##### 5 Fixing Points

- 24" X-Core .....réf nr: 24EPCPQ5500  
22" X-Core .....réf nr: 22EPCPQ5464  
20" X-Core .....réf nr: 20EPCPQ5427